

09.12.2022

# ULTRASOL ACTIVE und PERFEKTAN ACTIVE ab sofort noch länger anwendbar

**NEU** – 24 Stunden Standzeit

Liebe Geschäftspartner,

wir haben die Standzeit unserer beiden Produkte ULTRASOL ACTIVE und PERFEKTAN ACTIVE verdoppelt. Unser Flächen-  
desinfektionsmittel ULTRASOL ACTIVE sowie unser Produkt zur manuellen Instrumentenaufbereitung PERFEKTAN ACTIVE sind damit  
länger einsetzbar und wirksam. Die Anwendungslösungen beider Produkte gewährleisten nun 24 Stunden eine wirksame Desinfektion  
von Flächen oder Instrumenten.

An der Wirksamkeit und den Einsatzbereichen von ULTRASOL ACTIVE und PERFEKTAN ACTIVE hat sich nichts verändert. Beide Desin-  
fektionsprodukte erfüllen weiterhin die Anforderungen unseres Wirkspektrums PROTECT und decken damit das gesamte Erregerspekt-  
rum durch die fungizide, mykobakterizide, viruzide und sporizide Wirkung ab.



Das hochwirksame Pulverkonzentrat PERFEKTAN ACTIVE wird zur manuellen Desinfektion von Instrumenten und flexiblen Endoskopen eingesetzt. Auf Basis des in der mildalkalischen Anwendungslösung generierten Wirkstoffs Peressigsäure erreicht PERFEKTAN ACTIVE ein maximales Wirkungsspektrum bei gleichzeitig hervorragender Materialverträglichkeit, selbst bei sensiblen Materialien wie z. B. Silikon.



ULTRASOL ACTIVE ist ein hochwirksames Pulverkonzentrat zur Flächendesinfektion. ULTRASOL ACTIVE ist RKI AB gelistet und eignet sich sowohl zur Flächenwischdesinfektion dort, wo in der Routine erhöhte Wirksamkeitsanforderungen bestehen, als auch zur Desinfektion im Seuchenfall.

**Antonio Cafiero**  
Vertriebsleitung D&H Marke

**Alexander Rohde**  
Leiter Produktmanagement